



## GEBRUIKSAANWIJZING PHOTIZO – ALLE VERSIES

De Photizo handheld is volledig opgeladen als je deze ontvangt, dus je kunt direct beginnen met het behandelen van pijnlijke plekken.

!! Zorg dat de huid schoon is voordat je begint, dus verwijder make-up, zalf of andere smeersels van je huid. Dit blokkeert de opname van het licht.

Plaats de kop van de Photizo® handheld (met LED's) op de huid en als het kan, druk er lichtjes mee op de huid, zodat het de oppervlakkige bloedstroom mechanisch blokkeert, aangezien bloed het meeste licht absorbeert. Dit zal zorgen voor een diepere penetratie van het licht. Niet bij open wonden, dan houd je de handheld vlak boven de huid.

Druk op de AAN-knop en wacht tot de getimede behandeling is afgelopen. Dit duurt tussen de 16 en 41 seconden (afhankelijk van de versie je hebt).

Elke plek die je wilt behandelen, behandel je 2x. Dus 2x 41 seconden per plek.

Ga dan verder met het volgende (deel)gebied dat behandeld moet worden en behandel dat ook 2x. Herhaal dit tot je klaar bent met de behandeling van alle gewenste zones.

### *Voorbeeld behandeling:*

Je wilt een knie behandelen, want die is pijnlijk. De knie heeft 4 zijdes. Een voorkant, zijkant, achterkant en nog een zijkant.

Alle 4 de kanten behandel je 2x.



Doe ook het deel erboven en eronder om ook daar de cellen te activeren om mee te werken aan het herstel.

Start met 2 behandelingen per dag voor 5 dagen. Daarna ga je over op 2 tot 3 keer per week. Bij dieren – volg de instructies op het bijgeleverde behandelingsschema.

### **Gebruiksduur en opladen:**

Met een opgeladen Photizo handheld kun je 1,5 uur onafgebroken behandelen. Bij hele koude temperaturen zou dit iets korter kunnen zijn.

Als de Photizo handheld leeg is, dan kun je deze opladen met de bijgeleverde stekker. Het duurt ongeveer 3 – 4 uur voordat deze weer volledig opgeladen is. Dit is te zien aan het groene lampje dat continu aan is (ipv te knipperen tijdens het opladen).

### **Schoonmaak:**

Maak de Photizo handheld alleen schoon met een schone, droge doek en een niet-schurend reinigingsmiddel indien nodig.

### **Bewaren:**

Bewaar de Photizo handheld op een schone en droge plek. Bij voorkeur in het bijgeleverde hoesje.

Absoluut niet in water leggen of nat laten worden.

Heel veel plezier met het gebruik van de Photizo handheld en vooral – minder pijn(lijk) en sneller herstel gewenst!